

CHOUHC
THE MORPHO

※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

取扱説明書に関するご注意	p. 2
正しく安全にご使用いただくために	p. 2~3
使用前のご注意	p. 4
使用中のご注意	p. 5
保守・点検のご注意	p. 6
各部の名称	p. 7~8
充電方法	p. 8
本体操作方法	p. 9
機能の説明	p. 10
トリートメント手順	p. 11~12
MORPHOシリーズ 化粧品	p. 13~14
製品仕様	p. 15
リチウムイオン電池のリサイクルについて	p. 15
保証規定	p. 16
MEMO	p. 49~50
保証書	p. 51

- ◆この度は弊社商品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
取扱説明書は本機器を安全にお使い頂くために必要です。本機器を人に貸したり、
差し上げる時には必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ◆この取扱説明書には保証書がついています。
「ご購入日・ご購入店舗」などの記入を必ず確かめ、大切に保管してください。

ご使用前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような絵表
示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

	危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「軽傷を負うことや、財産の損害」が発生する おそれがある内容」です。 ※家庭・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号

	してはいいけない「禁止」を示しています。 ※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

△ 警告

事故や体調不良などを防ぐために

- ◆次のような医用電子機器を使用している人は、本機器を使用しないでください。
医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。

- ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- 人工心臓などの生命維持用電子機器
- 心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器

- ◆以下の人は使用しないでください。
●心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
●発熱を伴う疾患・感染症疾患・急性疾患
●歯の治療中
●エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を
使用している人
●血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
●知覚・痛覚異常のある人
●ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
●ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を
起こしている人
●アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
●てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
●交通事故などによる頭部及び眼科の後遺症のある人
●目の手術を行った人（レーシックの場合、医師にご相談の上ご使用く
ださい）
●妊娠中・生理中・授乳中
●幼児・自分で意思表示のできない人
●酒気帯び・二日酔いの人
●服薬を誘う薬を服用中の人
●疲労の激しい人・体調のすぐれない人
●化学繊維でシカぶれ等の肌トラブルのあった人
●化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
●エステ等でケミカルピーリングをした直後の人
●美容機器の使用後に肌トラブルのあった人

- ◆以下の部位には使用しないでください。
●指定された部位以外
●心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
●病的なシミ・クロウィルス性のイボのある部位
●過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
●傷口・湿疹・乾燥・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
●痛みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
●手術した部位・陰部・肛門・のどまげ周辺・耳
●脱毛や剃毛処理をした直後の部位

※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。

△ 警告

- 他の美容機器とは同時に使用しないでください。
- 美容目的以外の使用や、故障・故障した状態で使用しないでください。
本機器は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途
以外に使用しないでください。
- LED光を覗いたり、直視しないでください。
- 同じ部位への連続使用しないでください。
- 肌を傷つけたり、感染症・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症
状悪化の恐れがあります。
- ベッドには使用しないでください。
- 引火性のものの近くで使用しないでください。
※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど
- 専用ACアダプター・USBケーブル以外で使用しないでください。
専用ACアダプター・USBケーブルを他の機器に接続しないでくださ
い。（火災・感電・故障の原因）
- USBケーブルを傷めないでください。
※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込
むなど（火災・感電・故障の原因）
- たこ足配線しないでください。（発熱・火災の原因）

- 浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。水のかかり
やすい場所（洗面台の上など）に置かないでください。

- 水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。
（感電・火災・故障の原因）

- 濡れた手で触らないでください。（感電・けがの原因）

- ACアダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き
差ししてください。ケーブルを持って抜き差ししないでください。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使
用しないでください。

- 必ず家庭用コンセントで使用してください。
- ACアダプターやUSBケーブルは、根元まで確実に差し込んでください。

△ 警告

- 次の場合は使用を中止し、電源を切り、ACアダプターをコンセント
から抜いてください。
・地震・雷
・本体やアダプター・コードからの発熱・異常発熱・異臭・変形

- 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はあり
ません。
●本機器を金属や電化製品に接触させないでください。
※携帯電話・デジカメなど
●本機器を初めて使用される前は、必ずフル充電をしてください。
※充電を十分せず使用されると、使用中で電源が切れる可能性
があります。
●充電をしながらの使用はおやめください。

- 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。
※貴金属類・ピアス・ネックレス・時計など
●初めて使用する時や置れるまでは、必ずレベル1から使用してくださ
い。
●ヘッドは強く押しつけず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したま
まにしないでください。肌トラブルの原因となります。
※アレルギー剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き
粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。
●目のまわりのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。
●使用中に肌や身体に痛み、異常を感じたら直ちに使用を中止し、
医師にご相談ください。

△ 注意

本体使用上のご注意 以下の項目をよく読んでご使用ください。

- 1 特別なトリートメントは1部位=週1回行ってください。
●1週~2週目は週に2回お手入れしてください。その後の3週目からは
肌の調子に合わせて週に1回程度お手入れしてください。
●過度なお手入れはかえって肌によろません。
毎日のトリートメントは1部位=毎日または2日に1回行ってください。
●肌の調子に合わせてご使用ください。

- 2 フェイシャルトリートメントはクレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂等
の汚れを落とすうえで、専用美容液・ジェルを塗布してからご使用
ください。

- 3 肌の状態は、体調によっても異なります。
●肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなどに何らかの
異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。

△ 警告

- 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗または弊社
カスタマーセンターにご相談ください。


- ACアダプターやプラグピンにほこりを付着させないでください。
（火災・感電・故障の原因）
●落としたり、ぶつけたりしないでください。
●お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
●次のような場所に保管しないでください。
・直射日光があたる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所
・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など
・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所
・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所
・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く

- お掃除の仕方
水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。硬い
布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。
※アルコール剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き
粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。
※美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。

点検をしましょう

半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際には、使用前に必ず異常が
ないかを点検してからご使用ください。（LEDの点灯状態・亀裂の有無等）
故障したままご使用になりますと事故の原因となります。

本体



付属品

- ・ ACアダプター
- ・ USBケーブル(Type-C)
- ・ 取扱説明書兼保証書

NFCタグ搭載モデル

NFC対応機器を本機器にかざすことにより、
製品個々にシリアルNo.をご確認いただけます。
※左図参照対応機種 iOS: iPhone XS/XR以降
Android: 全機
※iPhone 5S/5C~iPhone Xは対応アプリが
必要です。(App Store内にて「NFC読取」と
検索してください)
※NFC未対応機種ではご使用いただけません。

充電方法

- ※初めてご使用される際はフル充電をしてください。
- ①ACアダプターとUSBケーブルを接続します。
- ②本体の充電口にUSBケーブルを差し込みます。
- ③コンセントにACアダプターを差し込みます。
- ※充電が開始すると、充電ランプが点灯します。
- ※充電しながらのご使用はおやめください。バッテリーの劣化が早くなる可能性がござ
います。

◆充電ランプ

充電残量：少	充電中	充電完了時
赤色に点灯	緑色に点灯	消灯

本体操作方法

◆ご使用前に、本機器が十分に充電されているか確認してください。

①モードの選択

- ・RMボタンを長押しすることで、RMモードが起動します。
- ・REボタンを長押しすることで、REモードが起動します。

起動中のモードによって、点灯するレベルランプの色が異なります。

●ピンク：RMモード ●ブルー：REモード

※レベル1の状態より起動します。

※本体の素子部分全体に美容液やジェルを塗布することで、選択したモードが出力されます。また、同時にLEDが点灯し、バイブレーションが作動します。(バイブレーションはRMモードのみ)

②レベルの選択

レベルは4段階あります。使用中のモードのボタンを押すことにより、出力レベルを選択できます。

※初めて使用される際はRMモード、REモードのいずれもレベル1から開始し、心地よいと感じるレベルでトリートメントを行って下さい。

※レベルを下げる際は、本体の電源をOFFにしてから再度設定を行ってください。

レベル1 → レベル2 → レベル3 → レベル4 → OFF

③電源をOFFにする

使用中のモードのボタンを長押し、またはレベル4の状態より再度ボタンを押すことで電源をOFFにします。

※起動から5分後に自動停止します。(停止する5秒前より音が鳴ります。)

機能の説明

機能

RF素子 M/U・EMS素子

ボタン	モード	機能
RM	RMモード	RF・M/U・バイブレーションが同時に出力されます。
RE	REモード	RF・EMSが同時に出力されます。

機能	機能説明
RF	内側からじんわりと温め、ハリのある肌へと導きます。
M/U (MFIP/ウルトラパルス)	MFIPとウルトラパルスが交互に出力されます。 MFIP(中周波断続パルス)=ウルトラパルスが断続的に出力されます。 ウルトラパルス=インサートパルス/EMS/中・高周波が同時に出力されます。
EMS	筋肉を動かすことに特化したパルスが出力されます。
バイブレーション	バイブレーションの振動により、電気刺激が緩和されます。

LED

作用の異なる3色の光でトータルケアを行います。
青色は健やかな肌へ、緑色は透明感のある印象的な肌へ、赤色はツヤのある弾力肌へと導きます。

※点灯中、光を覗いたり直視をしないでください。
※目の周りのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。

トリートメント手順

トリートメント前

①ネックレス、指輪などのアクセサリーや、身につけているすべての貴金属類を外してください。

②通常のクレンジングや洗顔により、化粧や皮脂などの汚れを落とし、トリートメントを行ってください。

トリートメント中

◆REモード=5分：毎日のトリートメント

◆RMモード=5分：特別な週1回のトリートメント

①ご使用のモードに合わせて本体の素子部分全体に美容液やジェルを塗布することで、選択したモードが出力されます。

※トリートメントを行う部位へ6つの素子をすべて肌に密着させてください。密着できていない場合、正しく出力されません。

※トリートメントの途中で乾きを感じたら、美容液やジェルを付け足してください。
塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。

※過度なトリートメントは肌の負担になります。同一箇所へ1日に何度も使用しないでください。

※使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合には、やわらかい布やティッシュなどでヘッドの表面を拭き取ってください。

※体調が悪い場合には、使用しないでください。

トリートメント後

①トリートメント後、肌に残った美容液はやさしくなじませ、ジェルは拭き取ってください。

②トリートメントが終了したら、本体を水分を含ませたやわらかい布やティッシュなどで汚れを拭き取り、その後乾いたティッシュで水分を拭き取ってください。

トリートメント手順

REモード RF+EMS 毎日のトリートメント：5分

① ② ③ ④ ⑤

★本体の素子部分にジェルを塗布します。
★イラストの位置で約3秒ずつ順番に肌にヘッドをあててください。
★①～⑤の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。
※途中で乾きを感じたら、ジェルを付け足してください。
※イラストのトリートメント手順は目安となります。

RMモード RF+M/U 特別な週1回のトリートメント：5分

① ② ③

★本体の素子部分に美容液を塗布します。
①顔下からフェイスラインを通り、耳後ろまで動かします。その後耳下腺を通り、肩まで動かします。
②額先からフェイスラインを通り、こめかみまで動かします。次に小鼻から頬を通り、こめかみまで動かします。最後に目頭から目元を通り、こめかみまで動かします。
③眉毛から髪の生え際まで引き上げるように下から上に動かします。
★①～③の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。
★ゆっくりと常に動かし、同一箇所3秒以上固定したままにしないでください。
※途中で乾きを感じたら、美容液を付け足してください。

⚠ 警告

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、のどおよび周辺には使用しないでください。

モルフォシリーズ 化粧品

CHOUOHC MORPHO SERUM
モルフォ セラム

蝶だけが知る、美の華道。

肌のエイジングサインを日々ケア。
しなやかな肌に導く。

肌トラブルの最大の原因とも言われる“乾燥”を防ぐ為、保湿効果の高い成分を高濃度に配合し、外的刺激から肌を守ります。
日々の乾燥を防ぎ、肌トラブルの原因をブロックし、しなやかな肌を保つことでいつまでも生き生きとした輝きを放ちます。

内容量：50ml
¥15,400 (税込) RMモードでご使用ください。

CHOUOHC MORPHO BOOSTER
モルフォ ブースター

蝶にゆだねる、美の行方。

先進的な美容理論に着目。
肌に潤いを与えて、美しい肌へ。

洗顔後にブースターで肌の土台を整え、次に使用する美容液の潤い成分を肌のすみずみまで届けやすくします。
先進的な美容理論に着目し、ルイボスエキス・サンザシエキスを配合。乾燥を防ぎ、若々しい印象の肌へ導きます。

内容量：50ml
¥6,600 (税込)

モルフォシリーズ 化粧品

CHOUOHC MORPHO GEL
モルフォ ジェル

美しく進化する、蝶が導く贅沢な潤い。

潤いヴェールで肌を優しく包み、透明感溢れる肌へ。

美肌3大成分であるコラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンを配合し、ハリと弾力ある肌へと導きます。
また、保湿力が高い潤い海藻成分を配合し、お手入れ後も潤い続ける肌をつくり上げます。

内容量：500ml
¥11,550 (税込) REモードでご使用ください。

CHOUOHC MORPHO MASK
モルフォ マスク

喜びが舞う、蝶のオアシス。

肌のエイジングサインを日々ケア。
潤い輝く肌へ。

肌の悩みの大部分は乾燥が原因といわれています。
肌トラブルの原因をブロックし、健やかな肌を保つことでいつまでも生き生きとした輝きを放ちます。
高密度・高密封マスクにより角質層のすみずみまで隙間なく、美容成分を届けます。

内容量：5枚入 (20ml/1枚)
¥6,600 (税込)

製品仕様

商品名	CHOUOHC THE MORPHO (チョウチョウ ザ モルフォ)
ACアダプター定格電圧	入力AC 100-240V～50/60Hz 出力DC 5V≒1A
本体定格電圧	入力DC 5V≒1A
消費電力	最大12W
出力周波数	RF:1MHz M/U:90kHz EMS:10～100Hz
LED波長	青:415nm(±10nm) 緑:530nm(±10nm) 赤:620nm(±10nm)
本体サイズ	最大209mm×53.5mm×63mm
本体重量	約174g
タイマー	5分

リチウムイオン電池のリサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため、一般のゴミとして廃棄することができません。

本製品が不要になりましたら、分解せず宅配便等の配達記録が残る方法にて、弊社カスタマーセンターまでご送付ください。弊社が責任を持ってリサイクルいたします。

◆送付時のご注意

- ・配達料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいてもお受け取りできません。
- ・他社製品、および小型充電式電池に該当しないもの(乾電池・ボタン型電池など)は回収対象外です。
- ・本体以外の同梱品(ACアダプターなど)は回収対象外です。
- ・回収対象外品が混入していた場合はお受け取りできません。その際は、お客様のご負担にてご返送させていただきます。
- ・回収品のお引き渡し(宅配業者が回収品を受領した時、または郵便物として集荷されたときを含みます)により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

保証規定

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。
万が一、ご購入日から保証期間中に故障が発生した際は、本保証書のコピーを添付の上、ご購入店舗または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

※シリアルNo.ご購入日・ご購入店舗・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合は保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無い事を事前に必ずご確認ください。

※付属品(ACアダプター・USBケーブル・取扱説明書兼保証書)は保証対象外となります。

※保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますので、ご注意ください。

◆保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。

A.保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合
B.本保証書にシリアルNo.・ご購入店舗・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合
C.使用者側での輸送・移動時等の落下・水没等によるお取り扱いが不適切なために生じた損傷や故障の場合
D.火災・天災・異常電圧により損傷・故障した場合
E.接続している他の機器に起因して、本製品が故障した場合
F.本製品付属の専用ACアダプター・USBケーブル以外を使用し故障した場合
G.弊社以外で修理・調整・改造をした場合
H.本保証書のご提示がない場合
I.弊社推奨の専用美容液以外を使用し美容液が原因で故障した場合

◆この保証書は国内で使用される場合にのみ有効です。
※海外で購入された際は、製造メーカーより発行された正規代理店証明書がある場合のみ保証対象内です。

◆送料について

a.保証期間内の送料は往復とも弊社負担とさせていただきます。(日本国内のみ有効)
b.保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。

本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	p. 18
SAFETY PRECUTIONS	p. 18~19
PRECAUTION BEFORE USE	p. 20
PRECAUTION IN USE	p. 21
PRECAUTION OF MAINTENANCE AND INSPECTION	p. 22
NAME OF COMPONENTS	p. 23~24
HOW TO CHARGE	p. 24
HOW TO USE	p. 25
EXPLANATION OF FUNCTIONS	p. 26
TREATMENT PROCEDURE	p. 27~28
MORPHO SERIES COSMETICS	p. 29~30
PRODUCT SPECIFICATION	p. 31
REGARDING RECYCLE OF LITHIUM-ION BATTERY	p. 31
ASSURANCE PROVISION	p. 32
MEMO	p. 49~50
WARRANTY	p. 51

INTRODUCTION

- ◆Thank you for purchasing CHOUOHC product.
In order to use the device properly and safely, it's necessary to read this user manual carefully and follow all safety precautions. Please include this user manual if you are borrowing or giving to another person.
- ◆This instruction manual contains the warranty card.
Confirm "Date of purchase" and "Purchase shop", etc. are entered on the warranty and store it carefully.

SAFETY PRECUTIONS

Be sure to read this user manual carefully before using, always observe the following safety precautions.

To reduce the risk of injury, loss of life, and damage to any property, the following symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed. The marks and meanings of symbols are shown as below.

	Failure to observe DANGER signs will result in hazard to personnel is high likely to result in serious injury or death.
	Failure to observe WARNING signs could result in hazard to personnel possibly resulting in serious injury or death.
	Failure to observe CAUTION signs could result in injury to personnel and damage to the device and property. *Property damage includes damage to house, household belongings, domestic animals and pets.

MEANINGS OF SYMBOLS

	This symbol indicates prohibition. * Inside or near it is indicated a special instruction.
	This symbol indicates requirement that must be followed.
	This symbol indicates caution.

SAFETY PRECUTIONS

WARNING
To preserve accidents or discomfort.
◆Do not use this product with any of the following medical electrical equipment. Malfunction of medical electronic equipment causes accidents or discomfort.

- Biological implant such as pacemaker.
- Life support electronic equipment such as artificial heart lung.
- Wearing type medical electronic equipment such as electrocardiograph or drip infusion.

- ◆The following persons should not use the product.
- Persons with heart disease, abnormal blood pressure or malignant tumors.
- Persons with diseases with fever, infectious diseases or acute diseases.
- Persons who are receiving dental treatment.
- Persons with weakened immune systems or who use immune suppressants due to immunity disorders like AIDS etc.
- Persons with hemophilia, bleeding disorders, diabetes or facial neuralgia.
- Persons with paresthesia or dysaesthesia.
- Persons with Keloid diathesis, facial melanosis, photosensitivity or pigmentation disorders.
- Persons with capillary dilatation due to long-term steroidal hormone treatments or liver dysfunction.
- Persons who has allergies, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive skin or weak skin.
- Persons who has epileptic stroke or ophthalmologic aftereffects due to traffic accidents.
- Persons who has had eye operations (in the case of LASIK, consult with the doctor before use).
- Persons who are pregnant, on period or breast-feeding.
- Children or the person who cannot express their feelings in words.
- Persons under the influence of alcohol or with a hangover.
- Persons who taking drugs that cause drowsiness.
- Persons who are extremely tired or do not feel well.
- Persons who have had skin problems such as spots or rashes due to artificial fibers.
- Persons who have or have had skin-inflammation due to cosmetics.
- Persons immediately after having chemical peeling at beauty salons etc.
- Persons who have had skin problems after using beauty equipment.

- ◆Do not use on the following parts.
- Except specific parts.
- Around heats, eyeballs, upper eyelids, lips, and mucous membrane such as inside the mouth.
- Parts with morbid spots, moles, and viral warts.
- Tinged and inflamed parts due to excessive sunburn.
- Parts with wounds, eczema, psoriasis, herpes, purulent acnes and/or pimples.
- Parts with pathological spots due to itching, flushing, physical stimulus.
- Parts where surgery was performed, private parts, anus, around the Adam's apple and ears.
- Any parts immediately after hair removal or shaving has been performed.

*If you are seeing a doctor, consult with the doctor before use.

PRECAUTION BEFORE USE

WARNING

- Do not use this product with other beauty equipment at the same time.
- Do not use this product for any purpose other than beauty and under conditions of malfunction or damage. This product is a treatment equipment specialized for use in beauty. Do not use for other purposes such as therapeutic purposes.
- Do not look at or directly view the LED light.
- Do not use continuously on the same parts.
- Problems or symptoms such as skin damage, infection, inflammation, bleeding, pigmentation may be aggravated.
- Do not use on pets.
- Do not use near flammable substances such as thinner, benzene, polish removers or sprays.
- Do not use with anything other than the dedicated adapter and USB cord.
- Do not connect the dedicated adapter and USB cord to other equipment.
- "The cause of conflagration, electrification, or breakdown."
- Do not damage the USB cord.
- *Do not damage, bend more than necessary, pull, twist, place heavy objects on top of, interpose.
- "Causes of fire, electric shock or damage."
- Do not adopt a star-burst connection.
- "Causes heat generation or fire."

- Do not use and keep in the bathroom or high humidity places.
- Do not leave in places where water is easily splashed "on a sink etc."

- Do not immerse in water, pour or spill water (the causes of electric shock, fire or damage).

- Do not touch with wet hands. (the causes of electric shock or injury)

- Make sure to hold the end of the plug when putting in or pulling the adapter. Do not grab the code to put in or pull the adapter.
- Do not use when the adapter is damaged or the insertion to any outlet is loose.

- Make sure to use only household outlets.
- Insert firmly up to the root of the adapter and the plug.

PRECAUTION IN USE

WARNING

- Stop using the product, turn off the power, and pull the adapter from the outlet in the following cases.
 - Earthquakes or lightning.
 - Smoke, abnormal heat, odor or distortion of the main body, the adapter or the code.
- During use, this product may slightly heat up but this is not a safety issue.
- Do not bring this product into contact with metals and any other electric appliances such as mobile phone, television.
- Charge completely before first time use this product.
- *To avoid turning off during use in case use no enough charge.
- Avoid to use in charge.

- Make sure to remove all metal objects, glasses and contact lenses during use.
- *Metal objects: Pierced earrings, necklaces, watches etc.
- Make sure to set to level 1 when using for the first time or until you get used to it.
- Do not press the head of product to the skin strongly and never place on the same part of the skin for longer than 3 seconds. This may cause skin troubles.
- During treatments around eyes, use this product with your eyes closed.
- Discontinue use immediately if abnormalities appear on the skin or in the body during use and consult with a doctor.

Precautions of the use of product.
Read the following sections carefully before use.

1

- Perform a special treatment to each part once a week.
- Perform a treatment twice a week in the first and second weeks. From the third week, perform a treatment about once a week on your skin conditions.
- Excessive treatment is not good for the skin.
- Give daily treatments to each part every day or every other day.
- Use this product according to your skin conditions.

2

- As to facial treatments, remove makeup and wash your face to remove impurities such as makeup cosmetics and sebum on your skin and apply the dedicated beauty essence or gel, then use this product.

3

- Skin conditions are different depending on your physical conditions.
- Use this product while observing your skin conditions, and discontinue use if abnormalities such as rashes, redness or itchiness appear on skin and consult with dermatologist.

PRECAUTION OF MAINTENANCE AND INSPECTION

WARNING

- Do not disassemble, modify or repair. For repair, consult with your dealer or our customer support center.
- Do not adhere dust and pin on AC adapter and plug. (May cause fire, electric shock or damage).
- Do not drop or hit this product.
- Please keep out of reach of children and do not let them use this product.
- Do not store this product in the following places.
- Places subject to direct sunlight, high humidity and dust.
- Places subject to high temperature or temperature below freezing point or inside a car under the blazing sun.
- Places subject to danger of ignition, rain or wind.
- Places subject to chemicals, gas generation or excessive vibration.
- Places being close to heating appliances, appliances generating heat and magnetic sources.

- How to clean
Wipe this product using a soft cloth dampened with water. If wiping with a hard cloth, the product may be damaged or this may cause deterioration in performance.
- *Do not use solvents such as alkaline agents, alcohol, thinner or benzene, polish removers, polishing powders, hot water or chemicals.
- *Do not leave this product with the beauty essence or gel on it after use.

INSPECTION
When this product is unused for longer than 6 months and is used again, make sure to inspect before use if there are any abnormalities (the lighting state of the LED lights and the presence of cracks).
If used under faulty conditions, this may cause an accident.

NAME OF COMPONENTS

Main Body

Accessories

- AC adapter
- USB cable(type-C)
- Instruction manual with warranty card

NAME OF COMPONENTS

Model equipped with NFC Reader

To confirm Serial No., hold the NFC-compatible model on this product.
*Reference to the left illustration.

Compatible models
iOS: iPhone XS/XR or newer
Android: all

*Models iPhone 5S/5C to iPhone X require a compatible app.
(Search for "NFC Reader" in the Apple store)
*Not available with NFC-incompatible models.

HOW TO CHARGE

- *Please fully charge this product before using for the first time.
 - ①Connect AC adapter to USB cable.
 - ②Plug USB cable in charging port of the product.
 - ③Plug AC adapter in outlet.
 - *The charging light turns on when starting to charge.
- *Please do not use the product while charging.
It may cause battery deterioration.

Charging lamp

Remaining battery : low	While charging	Fully charged
Red LED light	Green LED light	Lights-out

HOW TO USE

◆Please check if this product is fully charged before use.

①Select the mode

• RM mode starts by holding RF button down.

• RE mode starts by holding RE button down.

The color of the level lamp that lights up varies depending on the mode in which it is activated.

● PINK : RM mode ● BLUE : RE mode

* Each mode starts with level 1.

* The selected mode is output by applying a serum or gel to the entire element area of the main body. At the same time, LEDs light up and vibrate. (Vibration only in RM mode.)


②Select the level

This product has 1 to 4 levels.

Select the level by pressing the button of the mode being used.

* It is recommended to use level 1 setting during your first treatment and then adjust to the output level which is comfortable for you.

* When lowering the level, turn the power of the unit off and then reset the level.






③Turn off power

Turn off the power by pressing and holding the button for the mode in use or by pressing the button again at level 4.

* The power will automatically stop 5 minutes after startup. (A sound will be emitted 5 seconds before it stops.)

EXPLANATION OF FUNCTIONS

Function		
 		
RF elements	M/U-EMS elements	
Button	Mode	Function
RM	RM mode	RF, M/U and vibration output at the same time.
RE	RE mode	RF, EMS output at the same time.
Function		
RF		Warm gently from within to lead to skin with resilience.
M/U (MFIP / Ultra Pulse)		Output alternately MFIP and Ultra Pulse. MFIP outputs Ultra Pulse intermittently. Ultra Pulse outputs insert pulse,EMS and mid-high frequency at the same time.
EMS		Output a pulse specialized in working muscles.
Vibration		Relieve irritation.

LED	
	3 colors of LED lights have different functions. Blue LED leads to healthy skin. Green LED leads to translucent and impressive skin. Red LED leads to elastic and lustrous skin.

* When the LED light is lit, do not look at or directly view the light.

* During treatments around eyes, use this product with your eyes closed.

TREATMENT PROCEDURE

Before treatment

①Remove accessories such as necklaces or rings and all metal objects that you are wearing.

②Before performing a treatment, remove makeup and wash your face to remove impurities such as makeup cosmetics and sebum on your skin.

While performing a treatment

◆RM mode=5 minutes : Special treatment once a week

◆RE mode=5 minutes : Daily treatment

①The selected mode is output by applying a serum or gel to the entire element portion of the main unit according to the mode you are using.

* Please adhere closely 6 elements on skin while treatments.

If not, it doesn't output correctly.

* During the treatment, apply more gel or the beauty essence if the treatment area becomes dry.
When the treatment area becomes dry,it may cause irritation on your skin and the reduction of its effect.

* Excessive treatment burdens your skin. Do not use multiple times a day on the same area.

* During use, in the case that the surface of the product's head becomes rough by the adhesion of dirt etc., wipe the surface of the head using a soft cloth.

* Do not use the product if you are physically unwell.


After treatment

①After treatment, gently spread the beauty essence and wipe away the gel left on the skin.

②After treatment,wipe away the product with a soft cloth or tissues.

TREATMENT PROCEDURE

RE Mode RF+EMS Daily treatment:5mins



★Apply the beauty essence to the element of product.

★Place this head to the skin in order for approx. 3 seconds as shown in the illustration.

★①~⑤ Perform each procedure two to three times.

* If you feel dryness during the process, add more serum.

* The treatment procedure in the illustration is an indication.

RM Mode RF+M/U Special treatment once a week: 5mins



★Apply the beauty essence to the element of product.

①Move along the face line from below the jaw to the rear side of the ear. Then, move from the parotid gland to the shoulder.

②Move along the face line from the end of the jaw to the temple. Next, move along the cheek from the nostril to the temple. At the end, move along below the eye from the inner corner of the eye to the temple.

③Move from the bottom to the top while lifting the eyebrows upward to the hairline.

★①~③ Perform each procedure two to three times.

★Move constantly and slowly and do not remain fixed in one place for more than 3 seconds.

* If you feel dryness during the process, add more serum.

WARNING

The treatment procedure in the illustration is an indication.

MORPHO SERIES COSMETICS

CHOUOHC MORPHO SERUM MORPHO SERUM

Only a butterfly knows.
Japanese flower arrangement of beauty.

Daily skincare for skin aging sign*1.
Lead to supple skin.

Compound at high concentration high moisturizing ingredients to preserve "dryness" as the major factor of skin problems.
Always shine brightly by preventing daily dryness, removing the causes of skin problems, and keeping skin supple.

Size: 50ml
JPY 15,400 (Incl. tax)

Use in RM mode

CHOUOHC MORPHO BOOSTER MORPHO BOOSTER

Leave the destination of beauty to a butterfly.

Focus on advanced beauty theory.
Moisturize skin and lead to beautiful skin.

Condition skin*2 with booster serum after washing face and deliver easily moisture ingredients to every corner.
Focus on advanced beauty theory, and compound Aspalathus Linearis Extract and Crataegus Cuneata Fruit Extract.
Prevent dryness and lead to impressive skin.

Size: 50ml
JPY 6,600 (Incl. tax)

*1 such as dryness and skin problem
*2 until stratum corneum

MORPHO SERIES COSMETICS

CHOUOHC MORPHO GEL MORPHO GEL

Beautifully evolve. Luxury moisture that butterfly leads.

Moisturizing veil covers gently skin, and makes skin luminous and bright.

Compound the top of 3 beauty ingredients such as collagen, hyaluronic acid, and elastin. Lead to elastic skin.
Also, compound seaweed ingredient with high moisture effectiveness. Make continuously moisturizing skin after skincare.

Size: 500ml
JPY 11,550 (Incl. tax)

Use in RE mode

CHOUOHC MORPHO MASK MORPHO MASK

Happiness hovers. Oasis for butterfly.

Daily skincare for skin aging sign*1.
To moisturizing and bright skin.

Most of causes about skin problems is dryness. Remove the cause of skin problems. Keep healthy skin, and always shine brightly. High density and high level of adhesion introduce beauty ingredients to stratum corneum without gap.

Size: 5 sheets (20ml/1 sheet)
JPY 6,600 (Incl. tax)

*1 such as dryness and skin problem

PRODUCT SPECIFICATION

Product name	CHOUOHC THE MORPHO
Power rating of Ac adapter	Input AC 100-240V~50/60Hz Output DC 5V ---1A
Power rating of Main body	Input DC 5V ---1A
Power consumption	Maximum 12W
Output frequency	RF : 1MHz M/U : 90kHz EMS : 10~100Hz
LED wavelength	BLUE : 415nm (±10nm) GREEN : 530nm (±10nm) RED : 620nm (±10nm)
Size	Maximum 209mm×53.5mm×63mm
Weight	approx. 174g
Timer	5mins

REGARDING RECYCLE OF LITHIUM-ION BATTERY

Make sure to take out the lithium ion battery when disposing the device.
Make sure to consume the power in the lithium ion battery before taking out the the lithium ion battery.
Do not discard the the lithium ion battery. Please follow your local government rules to dispose in the specified battery recycling place.
(Battery removal procedure:Unclench the shell of the device with a tool, then take out the battery. Be careful to avoid the the battery's positive and negative short-circuiting.)



ASSURANCE PROVISION

This warranty card promises free repair subject to the content written in the instruction manual. If the product is damaged within the warranty period from the date of purchase, please request a repair from customer center of our company or your dealer by submitting a copy of this warranty card.

* In the case that the serial number, date of purchase, name of dealer, customer name, address and phone number are not entered on the warranty card, the warranty is not valid so please make sure to check that you have not missed out any required information in advance.

* Accessories (AC adapter, stand and instruction manual with warranty card) are not covered by the warranty.

* In the case that the serial No. stickers on the main body and the warranty card are removed, the product is not covered by the warranty.

◆ There will be a charge for repairing in the following cases even within the warranty period.

A. In the case of the removal of the serial No. stickers of the main body and the warranty card.

B. In the case the serial No, date of purchase, name of dealer, customer name, address and phone number are not entered on the warranty card.

C. Malfunction or damage due to improper handling (e.g. dropping and submerging in water) caused during transportation or moving by the user.

D. Malfunction or damage due to fire, other natural disasters or abnormal voltage.

E. Damage due to other devices to be connected to this product.

F. Damage due to the use of an AC adapter other than the be dedicated AC adapter included with this product.

G. In the case of repair, adjustment or modification by anyone other than us.

H. In the case of not submitting of the warranty card.

I. Damage due to a beauty essence by using a beauty essence other than the dedicated beauty essence recommended by us.

◆ This warranty card is valid only in Japan.

* In the case of purchasing this product overseas, the warranty covers the product only when there is an authorized distributor certificate issued by manufacturer.

◆ Shipping fee
a. Our company pays the round delivery costs during warranty period. "Be effective only in Japan"

b. The shipping fee for the return and redelivery shall be borne by the customer outside the warranty period.

This warranty card is not reissued. Please keep it carefully.

目录	
使用说明书相关注意事项	p. 34
为了正确安全地使用本仪器	p. 34~35
使用前的注意事项	p. 36
使用时的注意事项	p. 37
维护·检查的注意事项	p. 38
各部件的名称	p. 39~40
充电方法	p. 40
本仪器操作方法	p. 41
功能说明	p. 42
护理顺序	p. 43~44
MORPHO系列化妆品	p. 45~46
产品规格	p. 47
电池的回收处理	p. 47
保修规定	p. 48
MEMO	p. 49~50
保修书	p. 51

使用说明书相关注意事项	
◆非常感谢您购买本公司的商品。 为了安全使用本仪器,必须遵守使用说明书。将本仪器借给他人或赠与他人时,请务必将本使用说明书一起交给对方。 ◆本使用说明书附有保修书。 请务必确认已填写「购买日、购买店铺名」等,并妥善保管。	
为了正确安全地使用本仪器	
使用前请务必仔细阅读本说明书,并正确使用。 为了防止对您或他人造成人身危害或财产损失,现使用如下图示来表示危害和损失的程度,请理解内容之后再阅读正文。警告标识的标志和意思如下。	
⚠危险	极有可能造成人员死亡或重伤的内容
⚠警告	可能造成人员死亡或重伤的内容
⚠注意	可能会造成人员轻伤或财产损失*的内容 ※表示对房屋、家具以及家畜、宠物造成的扩大损失。
■图标	
🚫	不能做的「禁止」内容。 ※图中或旁边标有具体内容。
❗	表示必须遵守的内容。
⚠	表示必须注意的内容。

为了正确安全地使用本仪器	
⚠警告	
为了防止发生事故或造成身体不适 ◆使用下述医用电子仪器的人,请勿使用本仪器。否则可能因医用电子仪器的错误运行导致事故或身体不适。	
🚫	起搏器等人体植入式医用电子仪器 人工心肺机等用于维持生命的电子仪器 心电图仪、输液器等佩戴型医用电子仪器
🚫	◆如果您符合下列情况,请勿使用。 ・患有心脏病、血压异常、恶性肿瘤 ・伴有发烧症状,或患有感染性疾病、急性病 ・牙齿治疗期间 ・因艾滋病等免疫缺陷病而造成免疫力下降,或正在使用免疫抑制剂 ・患有血友病、出血性疾病、糖尿病、面部神经痛 ・知觉、痛觉异常 ・瘢痕疙瘩体质,患有脸部黑皮病、光过敏症、色素异常症 ・长期使用类固醇激素类药物或因肝功能障碍而引发毛细血管扩张 ・过敏体质、过敏性皮炎、皮肤病、敏感肌或肌肤脆弱 ・曾有癫痫病史或会因光线闪烁而感到不适 ・因交通事故等造成头部或眼部后遗症 ・曾接受过眼部手术(如接受过激光原位角膜磨术,请咨询医生后再使用) ・孕妇、正处于生理期、哺乳期 ・幼儿、无法表达自己意思 ・醉酒、宿醉 ・正在服用助眠药物 ・极度疲劳、身体不适 ・曾因化学纤维而引发色斑、接触性皮炎等肌肤问题 ・会因化妆品而引发或曾经引发过皮炎 ・近期在护肤沙龙等接受化学换肤疗程 ・使用美容仪器后曾出现肌肤问题
🚫	◆请勿用于以下部位 ・心脏周围、眼球及上眼睑、嘴唇和口中等处的粘膜部位 ・病态色斑、疣或病毒性疣的部位 ・因过度日晒而引发肌肤刺痛、炎症的部位 ・有伤口、湿疹、干癣、疱疹、化脓的疮疤和青春痘的部位 ・发痒、发热、物理性刺激等引发病理性质斑的部位 ・曾接受手术的部位、阴部、肛门、喉结周边、耳朵 ・近期接受过脱毛或剃毛处理的部位
※如果您正在接受医院治疗,请在使用前咨询您的医生。	

使用前的注意事项	
⚠警告	
🚫	・请勿和其他美容仪同时使用。 ・请勿用于非美容目的,请勿在损坏、故障的状态下使用。 本美容仪为美容专用护理仪,请勿用于治疗目的或其他用途。 ・请勿直视或直视LED光。 ・请勿连续用于同一部位。否则可能会伤害肌肤或造成感染、炎症、出血、色素沉淀等肌肤问题或导致症状恶化。 ・请勿使用在宠物身上。 ・请勿搭配或在稀释液、挥发油、去光水、喷雾等易燃品附近使用。 ・请勿使用非专用AC适配器、USB接线。 请勿将专用AC适配器、USB接线连接其他仪器。(否则会导致火灾、触电或故障) ・请勿损坏USB接线。 ※请勿损伤、强行弯曲、拉扯、扭曲、在上面放置重物、紧夹等。 (否则会导致火灾、触电或故障) ・请避免插座过载。(否则会导致发热或火灾)
🚫	・请勿在浴室或湿气多的地方使用或保管。 请勿放置在容易碰到水(洗脸台等)的地方。
🚫	・请勿将本仪器浸在水中,或是将水淋到或洒到本仪器上。 (否则会导致触电、火灾或故障)
🚫	・请勿以湿手触碰仪器。(否则会导致触电、受伤)
🚫	禁止湿手使用
🔌	拔出插头
❗	必须遵守
・仅用于家用插座。 ・请确保插紧AC适配器及USB接线。	

使用时的注意事项	
⚠警告	
🔌	拔出插头
🚫	・如出现下述状况,请停止使用并关闭电源,将AC适配器从插座上拔除。 ・地震、打雷 ・本仪器或AC适配器、USB接线冒烟、异常发热、发出异常、变形
🚫	・使用时,本仪器可能会发热,不会产生安全上的问题。 ・请勿将本仪器连接到金属或电器产品。 ※手机、电视等 ・第一次使用时,请务必充满电。 ※若在充电不足的情况下使用,可能出现使用过程中断电的情况。 ・请勿一边充电一边使用。
❗	必须遵守
・使用时,请务必摘下贵金属类、眼睛和隐形眼镜。 ※贵金属类、耳环、项链、表等 ・第一次使用或尚未适应时,请务必从1档开始尝试。 ・请勿将护理头用力按压在肌肤上,请勿连续停留在同一部位超过3秒钟。否则会导致肌肤问题。 ・护理眼周肌肤时,请闭上双眼后再使用。 ・使用时如感到肌肤或身体疼痛、异常时,请立即停止使用并咨询医生。	
⚠注意	
本仪器使用注意事项 请仔细阅读以下项目后再使用。	
1	特别护理每1部位=每周护理1次 ・第1~2周请每周护理2次。之后的第3周开始视肌肤状态而定,约每周护理1次。 ・过度护理反而不益肌肤健康。 每天的日常护理每1部位=每天或2天一次的频率进行。 ・请视肌肤状态使用。
2	・请在卸妆、洁面、卸除化妆品及皮脂污垢并且涂抹专用美容液或啫喱后再进行面部护理。
3	肌肤状态因身体状态而异。 ・使用时请视肌肤状态而定,若肌肤出现皮疹、发红、瘙痒等异常状况,请停止使用,并咨询专科医生。

维护·检查的注意事项	
⚠警告	
🚫	禁止拆卸
🚫	・请勿自行拆卸、改造或修理本仪器。修理时请联系购买店铺或联系本公司的售后服务中心。
🚫	・请勿让AC适配器或插头吸附金属别针或沾到灰尘。(否则会导致火灾、触电或故障) ・请勿掉落或撞击本仪器。 ・请勿保管在儿童能触摸到的地方或是让儿童使用。 ・请勿保管在下列地方。 ・阳光直射的地方、潮湿的地方、粉尘多的地方 ・高温或零度以下的地方、烈日下的汽车内等处 ・易燃的地方、风吹雨打的地方 ・有化学药品或产生燃气的地方、振动强烈的地方 ・供热器具和发热器具的附近、磁石的附近
❗	必须遵守
・清洁方法 请用浸过水并拧干的软布擦去本仪器的污垢。用硬布擦拭会损伤本仪器,导致功能降低。 ※请勿使用碱剂、酒精、稀释液、挥发油等溶剂或卸甲水、研磨粉、热水、药品类。 ※本仪器上沾有美容液或啫喱时,请于清洁后再行保管。	
长期未用,请检查!	
如半年以上未使用本仪器时,使用前请务必检查并确保无异常后再使用。 (LED的亮灯状态、有裂缝等) 若在故障状态下使用,会导致事故。	

各部件的名称	
本体	
※护理头的总护理面积为4.42cm²	
配件	
・AC适配器 ・USB接线(Type-C) ・使用说明书兼保修书	

各部件的名称

搭载NFC标签机型

可以将支持NFC功能的设备贴近本仪器以查询产品序列号。

※参照左图

对应机型

iOS: iPhone XS/XR之后
Android: 全機種

※iPhone 5S/5C~iPhone X需相应APP。
(请在App Store里搜索「NFC读取」)

※不支持NFC功能的设备将无法对本仪器进行查验。

充电方法

※第一次使用本仪器时请务必充满电。

①链接AC适配器和USB连线。

②将USB连线另一端插入仪器本体充电插口。

③AC适配器另一端插入电源。

※充电开始时,充电指示灯亮灯。

※请勿一边充电一边使用。可能导致电池过早劣化。

▶充电指示灯

电量低	充电中	充电结束
亮红灯	亮绿灯	灯灭

40

◆使用前,请确认本仪器是否充满电。

①模式选择

●通过长按RM按键,启动RM周护理模式。

●通过长按RE按键,启动RE日护理模式。

挡位调节灯的颜色因使用模式而异。

●粉色:RM模式

●蓝色:RE模式

※开启时是1挡状态。

※将美容液或啫喱涂抹到本仪器的整个护理头,选择使用模式。开启后,LED亮灯,振动模式同时开启(振动仅RM模式)。

②挡位选择

挡位分为4挡。

按下使用中的模式按键可以调整挡位。

※初次使用时请从RM模式,RE模式各模式的1挡开始尝试,然后调高至较舒适的挡位进行护理。

※想要降低挡位时,请长按正在使用的模式按键,切断电源。然后进行挡位选择。

挡位1

挡位2

挡位3

挡位4

OFF

③关闭电源

通过长按正在使用模式的按键,或在4挡状态下再次按下按键关闭电源。

※仪器设有智能计时,仪器启动工作5分钟后将自定关闭,提醒您护理已完成(停止前5秒会发出响声)。

41

功能

RF 导头

M/U-EMS 导头

按键	模式	功能
RM	RM模式 (高频波变频)	高频波、M/U(变频导入脉冲)、振动同时输出模式。
RE	RE模式 (高频波肌肉运动)	高频波、EMS(肌肉运动)同时输出模式。

功能

功能说明

高频波	从皮肤内部温热肌肤,调理出富有弹性的肌肤。
M/U (MFIP/超脉冲电穿孔)	MFIP和超脉冲电穿孔交替输出。 MFIP(中频同模式电脉冲)=同频性输出超脉冲电穿孔。 超脉冲电穿孔模式=同时输出导入脉冲/EMS+中高频波。
EMS	输出具有活动肌肉内作用的特殊脉冲。
振动	通过振动,可缓解电流刺激。

LED

使用3种不同作用的光进行综合护理。
蓝光缔造健康肌肤,绿光缔造透透感肌肤,红光缔造光泽弹性肌肤。

※亮灯时请勿窥视或直视光源。
※护理眼周部位时,请向上双眼。

42

护理顺序

护理前

①请摘下项链、戒指等饰品,以及身上佩戴的所有贵金属类。

②请和平时一样进行卸妆和洁面,洗去化妆品及皮脂污垢等后,再进行护理。

护理中

◆RE模式=5分:每日护理

◆RM模式=5分:每周1次的特别护理

①根据使用模式,将美容液或啫喱涂抹到本仪器的整个护理头。

※护理时请将6个护理头全部贴合于面部。如护理头没有完全贴合肌肤,仪器将无法正常工作。

※护理过程中如感到美容液变干,请另行添加。用量过少可能导致肌肤感到刺激,同时护理的效果也无法完全发挥。

※护理过程中若感到啫喱变干,请另行添加。

※使用过程中,若发现护理头表面有污垢等凹凸不平时,请使用软布或纸巾等擦拭干净。

※身体不适时请勿使用。

护理后

①护理后,请将面部残留的美容液轻轻按摩吸收。请擦拭掉啫喱。

②护理结束后,请以浸过水的软布或纸巾等擦拭本仪器清除油污,再以纸巾中拭除水分。

43

护理顺序

RE模式

高频波+EMS 每天的日常护理:5分

1

2

3

4

5

★将啫喱涂抹在护理头。

★如图示,请依次将仪器护理头贴在各部位肌肤,每次约3秒。

★①-⑤步骤分别进行2-3次。

※在护理过程中若感到啫喱变干,请另行添加。

※图示护理程序为建议护理程序。

RM模式

高频波+M/U 每周1次的特别护理:5分

1

2

3

★将美容液涂抹在护理头。

①由下巴沿着脸颊部轮廓,滑动至耳朵后方。然后通过耳下腺,向下滑动至肩部。

②由下巴尖端沿着脸部轮廓,滑动至太阳穴。接着由鼻翼滑动至太阳穴。最后从内眼角沿着眼部,滑动至太阳穴。

③从眉毛向发际线部位提拉,由下而上进行滑动。

★①-③步骤分别进行2-3次。

★请保持缓慢推动,避免在同一部位停留3秒以上。

※在护理过程中若感到美容液变干,请另行添加。

警告

请避免用于粘膜、上眼睑、眼球、耳周以及喉结周围部位。

44

MORPHO系列化妆品

CHOUHC MORPHO SERUM
MORPHO SERUM

破茧成蝶,探索美丽

肌肤紧致*的日常护理。寻寻柔软肌肤。

为预防最大的肌肤问题“干燥”,配合高效保湿效果成分,以保护肌肤免受外部刺激而引起的肌肤老化。
阻断导致肌肤问题的根源,打造无压力明亮的肌肤。吸收无负担的美容成分,并将保湿成分封锁在肌肤里。

内含量:50ml
¥15,400日元(含税)

请搭配RM模式使用

CHOUHC MORPHO BOOSTER
MORPHO BOOSTER

蝶舞花间,美丽前行

关注于先进的为美理论。
滋润肌肤,塑造美丽肌肤。

洁面后,使用导入液调整肌肤基础*,使之后的美容成分更容易进入肌肤。
以最新的美容理论为中心,线状阿司巴拉提取物和野山椿果提取物相配合。预防干燥,打造年轻肌肤。

内含量:50ml
¥6,600日元(含税)

※1 干燥等 ※2 到角质层

45

MORPHO系列化妆品

CHOUHC MORPHO GEL
MORPHO GEL

美丽进化,翩翩起舞

像面纱一样滋养包裹每一寸肌肤,令肌肤充满通透感。

配合构建美丽肌肤的大成分胶原蛋白、透明质酸、弹性蛋白,由内而外打造紧致有弹性的肌肤。
另外添加的高保湿效果的海藻成分,使护理后的肌肤持续保持滋润状态。

内含量:500ml
¥11,550日元(含税)

请搭配RF模式使用

CHOUHC MORPHO MASK
MORPHO MASK

花香蝶舞

肌肤紧致*的日常护理,滋润肌肤焕发光彩。

肌肤问题主要是干燥引起的。从源头上阻断肌肤问题,创造无压力肌肤,打造光泽亮丽肌肤。高密度、高密封性面膜将美容成分输送到肌肤的每个角落。

内含量:5片装(20ml/1片)
¥6,600日元(含税)

※1 干燥等

46

产品规格

产品名	闪烁美容仪
型号	The Morpho
电源	输入 100~240V~50/60Hz 输出 5V=1A
最大输出电流	842mA
输出频率	RF :1MHz M/U:90kHz EMS:10~100Hz
LED波长	蓝光:415nm(±10nm) 绿光:530nm(±10nm) 红光:620nm(±10nm)
本体外形	最大209mm×53.5mm×63mm
本体重量	约174g
时长	5分钟

电池的回收处理

本仪器报废处理时,必须将锂电池从本仪器中取出。在取锂电池时,本仪器必须断电,并将电池安全地处置。根据中华人民共和国法律法规,锂电池不得随意丢弃,请按规定放置在指定的电池回收场所。
(电池拆卸方法:用工具撬开仪器仪外壳,拔出电池,即可取出。请勿让电源正负极接触发生短路。)

Li-ion

47

保修规定

按产品保修书记载,提供免费维修服务。自购买日起,在保修期间内发生故障,请附上本保修书的复印件,委托购买店铺或本公司客服中心进行修理。
※如没有填写序列号、购买日、购买店铺名、顾客姓名、地址、电话号码,本保修书将视为无效,请务必事先确认没有漏写。
※配件(AC适配器、USB接线、使用说明书兼保修书)不适用于保修。
※另外请注意,保修书的序列号贴纸脱落时,不适用于保修。

◆即使在保修期内,若属下列情况,无法提供免费维修。
A.保修书的序列号贴纸脱落
B.本保修书上没有填写序列号、购买日、购买店铺名、顾客姓名、住址、电话号码
C.运输、移动时发生掉落、水淹等因使用者的不当处理而引起的故障及损伤
D.火灾、天灾、异常电压而引起的损坏及故障
E.因连接其他仪器而引起的本仪器故障
F.使用非本仪器附属专用AC适配器、USB接线而引起的故障
G.非本公司进行的修理、调整、改造
H.没有出示本保修书
I.使用非本公司推荐的专用美容液而引起的故障

◆此保修书仅限于国内使用时有效。
※如在海外购买,仅限持有制造商发行的正规代理店证明方可适用于保修。

◆关于邮费
a.保修期间内往返运费由我司负担。(仅限日本国内有效)
b.保修期间外往返运费由顾客负担。

本保修书遗失不补,请妥善保管。

48

MEMO

49

MEMO

50

保証書

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

要保管

商品名	CHOUHC THE MORPHO (チョウチョウザ・モルフォ)
シリアルNo.	
保証期間	ご購入日から 本体のみ1年間 (その他付属品は対象外)
ご購入店舗	
ご購入日	年 月 日
お客様名	
ご住所	〒 -
お電話番号	() -

機器や消耗品についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

カスタマーセンター
株式会社CHOUCHOU
TEL.043-227-8885
受付時間:10:00~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)
・使い方がよく分からない
・部品が破損し、部品を取り替えない
・本体が動かない
・消耗品を購入しない
・本体を修理しない

本保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことを約束するものではありません。方が、ご購入日から上記期間中に故障が発生した場合は本保証書のコピーを送付の上、ご購入店舗または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。
※シリアルNo.ご購入日ご購入店舗お客様名ご住所お電話番号の記載が無い場合は、保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無い事を事前に必ずご確認ください。
※保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますので、ご注意ください。
※保証書によって、お客様の法上の権利を制限するものではありません。

(販売元) 株式会社CHOUCHOU
〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町108-1
TEL.:043-227-8885

CTM2017

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50